

# PRODUKTDATABLAD

## ACTREEN® MINI SET

### SÆT MED KORT KVINDEKATETER OG INTEGRERET POSE TIL INTERMITTERENDE SELVKATETERISERING



Actreen® Mini Set er et kompakt katetersæt designet til intermitterende kateterisation til kvinder. Sættet består af et klar-til-brug kateter med en integreret urinopsamlingspose med tilbageløbsventil for at undgå lækager under brug. Der medfølger etui til diskret opbevaring.

#### Fordele

- Klar-til-brug sæt med minikateter og integreret urinopsamlingspose
- Hydrofilt coatet med vand og glycerin for nedsat friktion under indsættelse
- Trekantformet gribeplade der gør katetret nemt at håndtere
- Højt placerede og glatte "øjne" i spidsen af katetret sikrer god blæretømning
- Pre-cut perforering der gør kateteremballagen nem at åbne – også med nedsat håndfunktion
- Lav vægt på emballage og minimeret/reduceret miljøbelastning
- For at sikre diskretion medfølger der et etui i hver pakke, så man let kan have sine katetre med sig

#### Tekniske Data

- 9 cm langt sterilt kateter (uden konektor)
- Fås i CH10 - CH14 (3,3 - 4,7 mm)
- Graderet opsamlingspose (op til 700 ml) med pre-cut perforering for lettere posetømning
- PVC-fri
- DEHP-fri

Artikel beskrivelse:	Artikel nummer:
ACTREEN® MINI SET CH10	239010N
ACTREEN® MINI SET CH12	239012N
ACTREEN® MINI SET CH14	239014N