

PRODUKTDATABLAD

ACTREEN® HI-LITE SET TIEMANN 39 CM

SÆT MED KATETER OG INTEGRERET POSE TIL INTERMITTERENDE SELVKATETERISERING TIL MÆND.



Actreen® Hi-Lite Set Tiemann er et katetersæt designet til intermitterende kateterisation til mænd der foretrækker en Tiemann-spids. Sættet består af et klar-til-brug kateter med en integreret urinopsamlingspose med tilbageløbsventil for at undgå lækager under brug. Der medfølger etui til diskret opbevaring.

Fordele

- Klar-til-brug sæt med kateter og integreret urinopsamlingspose på 1 liter
- Hydrofilt coatet med vand og glycerin for nedsat friktion under indsættelse
- Trekantformet gribeblade der gør katetret nemt at håndtere
- Højt placerede og glatte "øjne" i spidsen af katetret sikrer god blæretømning
- Pre-cut perforering der gør kateteremballagen nem at åbne – også med nedsat håndfunktion
- Lav vægt på emballage og minimeret/reduceret miljøbelastning
- For at sikre diskretion medfølger der et etui i hver pakke, så man let kan have sine katetre med sig
- Kan ligge foldet op til 24 timer (undtaget CH 18)

Tekniske Data

- 37 cm langt sterilt kateter (uden konektor)
- Fås i CH08 - CH18
- Graderet opsamlingspose på 1 liter med pre-cut perforering for letter posetømning
- PVC-fri
- DEHP-fri

Artikel beskrivelse:	Artikel nummer:
ACTREEN® HI-LITE SET TIEMANN 37 CM CH08	242108N
ACTREEN® HI-LITE SET TIEMANN 37 CM CH10	242110N
ACTREEN® HI-LITE SET TIEMANN 37 CM CH12	242112N
ACTREEN® HI-LITE SET TIEMANN 37 CM CH14	242114N
ACTREEN® HI-LITE SET TIEMANN 37 CM CH16	242116N
ACTREEN® HI-LITE SET TIEMANN 37 CM CH18	242118N