

Prontoderm® Wipes

Fugtige vaskeklude til dekolonisation af hud og slimhinder



Indikation

- Til MDRO* dekolonisation ved fysisk rensning af huden

Egenskaber

- Klar-til-brug
- Kan benyttes på følsom og irriteret hud
- Høj hud- og slimhindetolerance
- Kan benyttes til forsigtig aftørring i sår ifm. med vask af den omkringliggende hud
- Vedvarende antimikrobiel barriereeffekt i op til 24 timer
- Hæmmer vækst, spredning og overførsel af MDRO
- Reducerer risikoen for krydskontamination
- Reducerer lugt
- En pakke er nok til afvaskning af en patient
- Afskylning ikke nødvendig
- Kan opvarmes i mikroovnen – 500W i et minut
- Engangsprodukt

Produktbeskrivelse

- 10 servietter/pakning
- Størrelse: 200 x 300 mm
- Fremstillet af 100% polyester (PET 75 g/m²)
- Komposition: 0.11% Polihexanide, surfactant, Allantoin
- Parfumefri
- CE mærket, klasse III, medicinsk udstyr

*Målet med dekolonisering er, at reducere incidensen af MDRO: Multiresistente sygdomsfremkaldere som MRSA, VRE og ESBL



Varenr.	Produktnavn	Størrelse
400106	Prontoderm® Wipes	10 stk./pakke 24 pk./karton