

PRODUKTDATABLAD

ACTREEN® HI-LITE CATH TIEMANN 41CM

KATETER MED EN LET BUET SPIDS TIL INTERMITTERENDE SELVKATETERISERING HOS MÆND



Actreen® Hi-Lite Cath med Tiemann-spids er et engangs-, klar-til-brug-kateter til intermitterende kateterisering tilpasset mænd, der foretrækker en buet Tiemann-spids.

Fordele

- Klar-til-brug og nemt at anvende
- Hydrofilt coatet med vand og glycerin for nedsat friktion under indsættelse
- Trekantformet gribeplade der gør katetret nemt at håndtere
- Højt placerede og glatte "øjne" i spidsen af katetret sikrer god blæretømning
- Universal konektor der passer til alle urinposer
- Pre-cut perforering der gør kateteremballagen nem at åbne – også med nedsat håndfunktion
- For at sikre diskretion medfølger der er etui i hver pakke så man let kan have sine katetre med sig
- Lav vægt på emballage og minimeret/reduceret miljøbelastning
- Kan ligge foldet op til 24 timer (undtaget CH 18)

Tekniske Data

- 37 cm langt sterilt kateter (uden konektor)
- Fås i CH08 - CH18
- PVC-fri
- DEHP-fri

Artikel beskrivelse:	Artikel nummer:
ACTREEN® HI-LITE CATH TIEMANN 41 CM CH08	238108N
ACTREEN® HI-LITE CATH TIEMANN 41 CM CH10	238210N
ACTREEN® HI-LITE CATH TIEMANN 41 CM CH12	238112N
ACTREEN® HI-LITE CATH TIEMANN 41 CM CH14	238114N
ACTREEN® HI-LITE CATH TIEMANN 41 CM CH16	238116N
ACTREEN® HI-LITE CATH TIEMANN 41 CM CH18	238118N