

# Softima® Key TØMBAR

2-dels system med klæberkobling med eller uden konveks



## Indikation

- Ileostomi

## Egenskaber

- Tømbar pose
  - Ergonomisk design
  - Blødt non-woven materiale
  - Støjsvag og PVC-fri film
  - Integreret effektivt filter
- Styret påsætning af pose til plade (se vejl. på bagsiden)
  - 'Nøglen passer til låsen'
  - Præcis og nem placering
  - Sikker påsætning
- Roll'Up udløb
  - Enkelt og selvforklarligt
  - Langt udløb, hvilket giver mindre risiko for sprøjt og derved giver en mere hygiejnisk tømning

## Produktbeskrivelse

- 2-dels lukket stomipose med filter og klæberkobling
- Blomsterformet hydrokolloid klæber
- Styret påsætning af pose til plade
- Findes i en flad basis plade og i en 4 mm dyb konveksplade
- Findes i en beige og i en transparent udgave
- 3 typer udløb i denne serie:
  - Roll'Up udløb
  - Flow Control udløb for mere kontrolleret tømning
  - High Flow Udløb for stort output



### Roll'Up udløb:

- Fold udløbet 3 gange og tryk de selvklæbende velcrostrips mod hinanden
- Når et lille "klik" kan føles, er systemet lukket
- Et langt udløb giver mindre risiko for sprøjt
- De selvklæbende velcrostrips er nemme at rengøre.

Varenr.	Produkt navn beige	Salgsenhed /æske
631241N	Softima Key tømbare Roll'up, 40 mm	30 stk.
631251N	Softima Key tømbare Roll'up, 50 mm	30 stk.
631261N	Softima Key tømbare Roll'up, 60 mm	30 stk.
631281N	Softima Key tømbare Roll'up, 80 mm	30 stk.
631253N	Softima Key tømbare Roll'up, Mini 50 mm	30 stk.
Varenr.	Produkt navn transparent	Salgsenhed /æske
631240N	Softima Key tømbare Roll'up, 40 mm	30 stk.
631250N	Softima Key tømbare Roll'up, 50 mm	30 stk.
631260N	Softima Key tømbare Roll'up, 60 mm	30 stk.
631280N	Softima Key tømbare Roll'up, 80 mm	30 stk.
631252N	Softima Key tømbare Roll'up, Mini, 50 mm	30 stk.




# Softima® Key plader



## Pladens egenskaber

- Blomsterformet hydrokolloid klæber, der passer godt på huden og yder fleksibilitet efter påsætning
- Perfekt og sikkert kobling af pose til plade vha. styret påsætning
  - 'Nøglen passer til låsen'
  - Præcis og nem placering
  - Sikker påsætning
- Flangen er fremstillet af materialer, der sikrer stor fleksibilitet
- Glat og lav flange giver nem rengøring
- 4 mm dyb konvexitet reducerer lækager



Varenr.	Produktnavn, Basisplade	Stk./æske
63040N	Softima Key basisplade, 40 mm	10 stk.
63050N	Softima Key basisplade, 50 mm	10 stk.
63060N	Softima Key basisplade, 60 mm	10 stk.
63080N	Softima Key basisplade, 80 mm	10 stk.
630421N	Softima Key basisplade, 40/20 mm	5 stk.
630425N	Softima Key basisplade, 40/25 mm	5 stk.
630430N	Softima Key basisplade, 50/30 mm	5 stk.
630436N	Softima Key basisplade, 50/35 mm	5 stk.
Varenr.	Produktnavn, konveks plade – 4 mm dyb	Stk./æske
63052N	Softima Key konveksplade, 50/12-25 mm	5 stk.
63062N	Softima Key konveksplade, 60/12-35 mm	5 stk.
63063N	Softima Key konveksplade, 60/12-45 mm	5 stk.
63054N	Softima Key konveksplade, 50/20 mm	5 stk.
63064N	Softima Key konveksplade, 60/25 mm	5 stk.
63066N	Softima Key konveksplade, 60/30 mm	5 stk.
63067N	Softima Key konveksplade, 60/35 mm	5 stk.
63069N	Softima Key konveksplade, 60/40 mm	5 stk.