

Urimed® Cath 100% silikone kateter

Nelaton eller Tiemann til blærekateterisation

Indikation

- Ved behov for såvel permanent, som akut blærekateterisation

Egenskaber


- Silikone katetre er skånsomme og hypoallergene, det sikrer en god blærekomfort
- Katetrene er røntgenfaste
- Semi-integreret ballon
- Liggetid op til 90 dage
- Godkendt CL IIb

Produktbeskrivelse

- 100% Silikone ballon kateter med Nelaton eller Tiemann spids
- Sterilt enkeltpakket
- 42 cm langt
- Kateterballonen kan fyldes med op til 10 ml glycerinopløsning eller sterilt vand/saltvand
- Gennemsigtigt for bedre observation
- Enkelt pakningen kan åbnes på flere måder. Det sikrer en nem håndtering
- Etylen oxyd steriliseret



Nelaton



Tiemann

Urimed® Cath af 100% silikone

Urimed® Cath katetre er lavet af 100% silikone. Silikone er et vævsvenligt og glat materiale. Det er et gennemsigtigt og meget fleksibelt materiale. Katetrene er fremstillet på en måde så inder diameteren er større end på en tilsvarende størrelse latex katetre. Det mindsker risikoen for blokage.

Urimed® Cath 100% silikone kateter

Nelaton eller Tiemann til blærekateterisation

Indikation

- Ved behov for såvel permanent, som akut blærekateterisation

Egenskaber

- Silikone katetre er skånsomme og hypoallergene, det sikrer en god blærekomfort
- Katetrene er røntgenfaste
- Semi-integreret ballon
- Liggetid op til 90 dage
- Godkendt CL IIb

Produktbeskrivelse

- 100% Silikone ballon kateter med Nelaton eller Tiemann spids
- Sterilt enkeltpakket
- 42 cm langt
- Kateterballonen kan fyldes med op til 10 ml glycerinopløsning eller sterilt vand/saltvand
- Gennemsigtigt for bedre observation
- Enkelt pakningen kan åbnes på flere måder. Det sikrer en nem håndtering
- Ethylen oxyd steriliseret



①



②










③

Dobbelt pakning - let at åbne

Pakningen sikrer, at det er nemt at åbne og håndtere Urimed® Cath katetre. Den kan åbnes på tre forskellige måder:

1. Inderposen skubbes tilbage
2. Inderposen rives over langs det stiplede stykke
3. Inderposen rives over i længderetningen ved den stiplede linie

Varenr. Nelaton	Varenr. Tiemann	Produktnavn	Salgsenhed pr. æske	Salgsenhed pr. karton
4563312	4563412	Urimed® Cath silikonekateter, CH 12, 	10 stk.	100 stk.
4563314	4563414	Urimed® Cath silikonekateter, CH 14, 	10 stk.	100 stk.
4563316	4563416	Urimed® Cath silikonekateter, CH 16, 	10 stk.	100 stk.
4563318	4563418	Urimed® Cath silikonekateter, CH 18, 	10 stk.	100 stk.
4563320	4563420	Urimed® Cath silikonekateter, CH 20, 	10 stk.	100 stk.
4563322	-	Urimed® Cath silikonekateter, CH 22, 	10 stk.	100 stk.
4563324	-	Silikonekateter, CH 24, 	10 stk.	100 stk.