

Urinocol[®]

Børneurinopsamlingspose

Indikation


- Urinposeopsamlingspose til biokemisk, cytologisk eller bakteriologisk test
- Døgn urinmåling hos mindreårige

Egenskaber


- Anatomisk tilpasset til dreng eller pige
- Hudvenlig skumklæber
- Enkel at påsætte – dækpapir delt i to
- Findes med og uden udløb
- Udløbet kan benyttes til udtag med sprøjte ved urinprøve
- Kan tilkøbes kateterpose til urinopsamling oven en længere periode
- Kan tilsluttes gængse urinopsamlingsposer
- Til engangsbrug

Produktbeskrivelse

- Urinopsamlingspose til drenge og piger over 2500 g
- Urinopsamlingspose til præmatært barn 1500–2500 g
- Transparent pose for visuel kontrol
- Mulighed for tilslutning til kateterpose
- Fremstillet af PE samt EVA
- PVC og latex-fri



Urinen kan udtages via sprøjte – ingen kontaminering



Tilkobling til kateterpose



Urinopsamlingspose	Varenr.	Antal pr. æske	Antal pr. karton
Urinocol dreng, tømbar, > 2500 g	227546N	50 stk.	450 stk.
Urinocol dreng, lukket, > 2500 g	227550N	100 stk.	800 stk.
Urinocol pige, tømbar, > 2500 g	227566N	50 stk.	450 stk.
Urinocol pige, lukket, > 2500 g	227560N	100 stk.	800 stk.
Urinocol præmaturo, tømbar fra 1500-2500 g	227571N	50 stk.	450 stk.